

# EB FalconHD

**ECHOSYSTEEM DRACHT RUNDEREN  
MET BRIL OF EXTERNE MONITOR**

Hoge Resolutie resulteert in betere beeldkwaliteit en accurate diagnostiek  
Daarenboven biedt EB FALCON HD maximaal comfort  
Gedaan met pijnlijke arm of rug !

## SPECIFICATIES

7,5 Mhz 60mm lineaire rectale transducer  
(5.0 tot 9.0 Mhz ) 128 elementen  
Afmeting transducer: 2cm x 2cm x 10cm  
Diameter transducer kabel 7 mm  
Lithium ion ingebouwde batterij 11.1 VDC 6800mAh  
Autonomie : 8uur Oplaadtijd : 6 uur  
Batterij laadstatus-indicator op scherm  
Gewicht 1,54Kg (inclusief batterij )  
Afmeting echosysteem : 20cm x 15cm x 5.5 cm  
Splash en waterproof  
Werkt met Falcon bril & LCD monitor  
Tot 4 preset beeldsettings  
4 tot 16cm Rapid Zoom met indicator  
Meerdere roostersettings voor meting en aging  
VGA 5 VDC Video Out poort met LEMO connector  
NTSC/PAL Video Out poort met RCA connector  
Hoge Resolutie



**ECHOMEDIC**  
TUIJNWIJKLAAN 79  
9000 GENT  
BELGIE  
info@echomedic.be  
www.echomedic.be  
T 09/2420054

