

OPNAME · QUARANTAINE · HOSPITALISATIE

Opnamekooien op maat gebouwd

Petfort ontwikkelt en produceert opname- en quarantaineverblijven voor dierenartspraktijken en klinieken. Volledig verlijmd, naadloos en hygiënisch gebouwd. Ontworpen voor de dagelijkse praktijk en gebouwd om jaren mee te gaan.



Opname verblijven

Kooistellingen voor kortdurende opname van katten en honden na ingrepen.



Quarantaine verblijven

Naadloze, hygiënische verblijven om infectierisico te minimaliseren.



Kennels en hondenboxen

Stevige verblijven voor honden in pension of na behandeling.




Maatwerk inrichting

Volledig afgestemd op uw ruimte, werkwijze en wensen.

WAAROM PETFORT

Hygiëne en veiligheid in ieder verblijf

Hygiëne staat voorop. Onze volledig verlijmde opname-units bevatten geen naden of sponningen waarin vuil en bacteriën zich kunnen ophopen. De duurzame aluminium constructie met HPL wanden is eenvoudig te reinigen, onderhoudsvriendelijk en modulair uit te breiden met diverse opties. Een toekomstbestendige oplossing voor intensief klinisch gebruik.



Naadloze bodem loopt onder de wanden door



Kooistelling met uitneembare tussenwand

Geen naden

Volledig verlijmd, zonder sponningprofielen waar vuil zich ophoopt. De bodem loopt onder de wanden door voor een waterdichte situatie zorgt.

Materialen

Geanodiseerd aluminium met HPL wanden en bodems. Bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen.

Veilig voor dieren

Diervriendelijke afwerking zonder scherpe randen of openingen. Overzichtelijk voor monitoring en verzorging.

Preferred supplier

Onze verblijven staan in talloze praktijken en pensions. Vaste leverancier voor Dierenhulpverlening in NL en DE.

OPTIES EN UITBREIDINGEN

Keuzemogelijkheden

Elk verblijf wordt afgestemd op uw werkwijze. Onderstaande opties zijn los te combineren - van bodemverwarming en zuurstofruitjes tot infuuspomphouders, klemborden en een medicamentenplateau.



Bodemverwarming

Verwarmingsmat (200W/m²) in de bodem geïntegreerd, met thermostaat. Achterzijde verwarmt, voorzijde koel - het dier kiest zelf naar behoefte.



Infuuspomphouder

Verchroomde houder aan de deur, in hoogte verstelbaar en stevig geklemd in een vernikkelde beugel aan de deur.



Zuurstofdeurtje

Plexiglas ruitje achter de bestaande deur. Maak van elk vak een zuurstofkooi.



WCD en verlichting

Geïntegreerde stopcontacten per verblijf voor pompen, verwarming of monitoring. Instelbare verlichting in helderheid en kleur.



Klembord

Aluminium of plexiglas klembord op de deur gemonteerd. Voor eenvoudige registratie van patiëntgegevens.



Opstap en bergruimte

Bergruimte onder de verblijven. Kasten of lades, eventueel met geïntegreerde opstap.

Verder leverbaar

Gaasdeuren · spijldeuren · plexiglasdeuren · verzinktstalendeuren · inloopkooien
vaste of uitneembare tussenwand · rustplateau · voerset · morsrand · medicamentenplateau.

WELKE OPSTELLING PAST BIJ UW PRAKTIJK

Van kooienstelling tot complete afdeling



Opname verblijven

Compacte, overzichtelijke kooistellingen voor kortdurende opname van katten en honden na ingrepen. Afgestemd op de beschikbare ruimte, het aantal dieren en de manier waarop u in de praktijk werkt. Zo ontstaat een efficiënte indeling waarbij dieren veilig en overzichtelijk kunnen worden opgenomen en verzorgd.

Van een compacte kooistelling tot een complete opnamewand: Petfort produceert de verblijven volledig op maat en kan verschillende uitvoeringen en voorzieningen combineren. Denk aan spijldeuren, plexiglasdeuren, wandcontactdozen, bergruimte en andere praktische voorzieningen voor de dagelijkse verzorging.

WELKE OPSTELLING PAST BIJ UW PRAKTIJK

Van kooienstelling tot complete afdeling



Inloopkennels

Ruime kennels, geschikt voor kleine tot grote honden en afgestemd op de beschikbare ruimte en het gebruik binnen uw praktijk. Kies voor losse aluminium of verzinktstalen fronten, of voor een compleet verblijf met duurzame HPL-wanden.

Zo werken we

1

Inventarisatie

Wensen en ruimte in kaart

2

Advies

Best passende oplossing

3

Ontwerp

Ontwerp op maat

4

Productie

Duurzame materialen

5

Montage

Vakkundig geplaatst

6

Nazorg

Bereikbaar na oplevering